

Reg. No. 7078-1 (PM 33)

Cameraman's Note

Accepted label is printed
in reverse. Another label is
being shot here as an assistance
to the user of these fiches.
It follows the accepted label.

Directions for Use

Directions for activating

DISI

C

NOTE DATES HERE
MIXING DATE

EXPIRATION DATE

See sig

Arbrock inc.
Arbrock Inc. 1000 2nd St.

Art

Disinfecting and sterilizing solution

Cidex

activated dialdehyde

See side of Label for Precautions

Arbrook*

UN
MAD
PAT

A

solution

Dr. ...

Keep in a cool place!

Arbrook.

DIRECTIONS FOR USE

For complete disinfection or sterilization of medical instruments and appliances, thoroughly clean, rinse and rough-dry objects before immersing in FULL STRENGTH CIDEX solution. Flush and fill cleansed lumen of any hollow instrument.

DISINFECTION: Immerse completely for a minimum of **10 MINUTES** to destroy viruses and vegetative pathogens including **M. tuberculosis** and **Pseudomonas aeruginosa**.

STERILIZATION: Immerse completely for a minimum of **10 HOURS** to destroy resistant pathogenic spores including **Cl. sporogenes** and **Cl. tetani**.

Remove instruments from CIDEX solution using sterile technique and **RINSE THOROUGHLY** with sterile water.

DIRECTIONS FOR ACTIVATING

Add contents of attached container to this container of CIDEX fluid. Shake well. Solution is ready to use.

When activated, solution changes color to green.

DO NOT USE THIS SOLUTION BEYOND 14 DAYS AFTER MIXING. NOTE DATES HERE

MIXING DATE



EXPIRATION DATE



INSTRUCCIONES PARA EL USO

Para la desinfección o esterilización completa de los instrumentos médicos y utensilios, límpiense bien, enjuáguese y sequense los objetos antes de sumergirlos en la solución FUERTE CIDEX. Límpiense con chorros de agua y llénese el lumen limpiado de cualquier instrumento hueco.

DESINFECCION: Sumérjense completamente por un mínimo de **10 MINUTOS** para destruir virus y microbios patógenos, incluyendo **tuberculosis** y **Pseudomonas aeruginosa**.

ESTERILIZACION: Sumérjense completamente por un mínimo de **10 HORAS** para destruir los gérmenes patogénicos resistentes, incluyendo **esporogenes** y **tétano**.

Sáquense los instrumentos de la solución CIDEX usándose la técnica estéril y **enjuáguese bien** con agua estéril.

INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR

Añádase el contenido del envase adjunto a este recipiente de fluido CIDEX. Agírese bien. La Solución esta lista para su uso.

La solución cambia el color al verde cuando se activa.

NO SE USE ESTA SOLUCION DESPUES DE 14 DIAS DE MEZCLARSE. OBSERVE LAS FECHAS AQUI

FECHA DE MEZCLA



FECHA DE VENCIMIENTO



RAPID ACTION
ACCION RAPIDA

DISINFECCION
SOLUCION FUERTE

SPOROGENOS
BACTERICIDAS
ESPECIFICOS
BACTERIALES

Active Ingredient

NOTE - Attached container
NOTA - El contenido del envase

U.S. Pat. Reg. No. 0781
PRODUCT CX-250

AQUEOUS

Cidex*

ACTIVATED DIALDEHYDE
DIALDEHIDO ACTIVADO

RAPID ACTING ■ NON-STAINING ■ RUST-INHIBITING
ACCION RAPIDA ■ NO MANCHA ■ EVITA LA HERRUMBRE

DISINFECTING AND STERILIZING SOLUTION SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE

SPORICIDAL ■ TUBERCULOCIDAL ■ VIRUCIDAL
BACTERICIDAL ■ FUNGICIDAL ■ PSEUDOMONACIDAL

ESPORICIDA ■ TUBERCULOCIDA ■ VIRUCIDA
BACTERICIDA ■ FUNGICIDA ■ PSEUDOMONACIDA

Active ingredient — Glutaraldehyde 2.0% Inert ingredients — 98.0%
Ingrediente activo — Glutaraldehida 2.0% Ingredientes inertes — 98.0%

NOTE — Attached container contents MUST be added to solution before use for sterilization. SEE INSTRUCTIONS.
NOTA — El contenido del envase adjunto DEBE añadirse a la solución antes de que este listo para ser utilizado para esterilización.

E.P.A. Reg. No. 7078
PRODUCT **CX-250**

Arbrook inc.

Arbrook Inc.
Product CX 250

